

**Таварыства з абмежаванай
адказнасцю
«Медыцынскі Цэнтр «Збіб»**

220113, г. Мінск, вул. Бялінскага, 23,
памяшканне 334

тэл. 8017 353 63 66

р/р ВУ69МТВК30120001093300093404 у ЗАО
«МТБАНК» Галаўны банк, БИК МТВКВУ22,
г. Мінск, вул. Толстога, д. 10
УНП: 193149908, ОКПО: 502343585000

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Медицинский Центр «Збиб»**

220113, г. Минск, ул. Белинского, 23,
помещение 334

тел. 8017 353 63 66

р/с ВУ69МТВК30120001093300093404 в ЗАО
«МТБАНК» Головной банк, БИК МТВКВУ22,
г. Минск, ул. Толстого, д. 10
УНП: 193149908, ОКПО: 502343585000

Исх. от 24.10.2022 № *128*

ОТЗЫВ

о работе спирометра автономного запоминающего «МАС2-ПК» производства
ООО «Белинтелмед», г. Минск

Спирометр автономный запоминающий МАС2-ПК зав. № 9233 используется в активной работе нашего медицинского центра с 2019 г. как для проведения гинной спирометрии, так и для выполнения тестов на обратимость энхообструкции. Спирометр МАС2-ПК - это прибор экспертного класса с подключением к персональному компьютеру (ПК), надёжный и простой в эксплуатации. Он не требует регулярной калибровки, отличается точностью и надёжностью измерений. При проведении измерений используются экран и клавиатура ПК, а для распечатки результатов – принтер из комплекта ПК.

По результатам выполненного исследования аппарат формирует структурированное заключение, выделяющее тип выявленных нарушений вентилиляции, а также степень их выраженности в соответствии с международными сенсусами по спирометрии (ATS/ERS-2005). Если пациент уже обследовался ранее, то протокол рутинной спирометрии включает в себя как результаты только проведенного теста, так и оценку динамики показателей вентилиляции за период наблюдения пациента. Это особенно важно при ведении пациентов с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

К несомненным достоинствам спирометра МАС2-ПК и его программного обеспечения следует отнести систему контроля качества и воспроизводимости измерений, позволяющую врачу-специалисту оценить достоверность исследования вплоть до принятия решения о его повторении.

Отметим также, что периодическое техническое обслуживание (1 раз в) специалистами сервисного центра ООО «Белинтелмед» обеспечивает перебойную работу аппарата и успешное прохождение государственной поверки.

Считаем опыт медицинского применения спирометра МАС2-ПК в ктике нашего медицинского центра положительным. Аппарат полноценно олняет все спирометрические тесты, необходимые в практике нашего ицинского центра.

Директор ООО «Медицинский центр 36 и 6»



О.А. Сатишур